



Creating balance in healthcare




Sabina Aide au démarrage active



2102020003

Sabina II EE Aide au démarrage active



2102020003

Sabina II EE Aide au démarrage active pour les clients qui participent activement à la verticalisation.

Avec le Sabina II, vous pouvez choisir entre l'étrier Sabina 350 ou l'étrier Confort. Il est également équipé d'un nouveau repose-pieds. Le soutien latéral permet de sécuriser les patients avec peu d'équilibre, lors de la verticalisation.

Opties

Article n° 2202027002 Étrier Sabina II 350.

Article n° 2202027003 Étrier Sabina II.

Article n° 2202027007 Étrier Sabina II sangle arrière.

Article n° 2202027101 Soutien latéral Sabina II.

- Sabina est un lève-personne actif.
- Disponible en différentes versions avec différents étriers.
- Le repose-pieds est doté d'un revêtement anti-dérapant.
- Le soutien latéral offre un meilleur confort aux patients qui manquent d'équilibre.
- Divers harnais possibles.
- Charge maximale 200 kg.
- Mât en acier peint.



Suitable for people with a moderate disability



Sangle de rehaussement Sabina avec étrier 350 (Art.nr. 2202027002). Pour se lever en toute simplicité.



Sangle Sécurité avec étrier 350.



Commande manuelle.



Sangle Confort avec étrier Confort. (Art.no. 2202027003).



marquage de sécurité.



Fixation sécurisée de la sangle.



Bouton d'arrêt d'urgence.



Appui-jambes ajustable.




Toujours la sangle adéquate.



En option : soutien de talon.

Spécifications techniques

• Capacité	200 kg	• Matériau	Acier peint avec couche de finition laquée
• Dimensions	106 x 69 x 100-110 cm (l x l x h) (largeur du châssis et hauteur de levage variables).	• Commande manuelle d'urgence	Mécanique (brevet en cours) et électrique
• Vitesse de levage	2 vitesses, 4,8 cm/s et 3,2 cm/s sans charge	• Repose-pieds	Démontable
• Capacité de l'accum	2 batteries 2,9Ah 12V. Batteries de recharge disponibles chez votre fournisseur.	• Appuie-jambes	Réglable en hauteur et largeur, amovible
• Moteur du mât	24V 6A, moteur magnétique permanent avec système de sécurité mécanique.	• Fonctionnement intermittent	10/90, max 6 min
• Chargeur	Intégré 100-230V, 5-60Hz max. 400mA	• Résistance à l'eau	IPX4



Article n°	Description	Capacité kg.	Longueur		Dimen-sions		B	B ¹	C	D	E	E ¹ max.	F	G ^{**}	G ¹	H ¹	H ²	Poids		Diamètre de rotation
			Max.	Min.	A ¹ max.	A ¹ min.												Jusqu'à	Élémt	
2102020003	Sabina II EE	200	172	81	110	100	106	86	69-112	53-90	21-30	65	30-40	11-15	5	60	35	44	19	118

Capacité et poids en kg. Dimensions en cm.

* Les dimensions dépendent de la position du mât.

** Position standard: 11 cm. Avec roue de 100 mm de diamètre: 15 cm.

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.be

Lopital België SPRL, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

