



If caregivers have a choice, they choose Lopital



Le spécialiste
de l'hygiène
et du transfert.





**Le spécialiste de
l'hygiène et du
transfert pour un
confort optimal.**

Sommaire

Introduction	05
Chaises de douche et de toilettes	07
Chariots de douche	20
Brancards de douche	25
Tables d'habillage	26
Aide active à la station debout	27
Tableau de la valeur ajoutée	30
Accessoires pour chaises de douche et de toilettes	34
Levage sûr / lève-personnes mobiles	37
Lève-personnes plafonniers	45
Lève-personnes plafonnier mobile	50
Sangles	56





Conçu pour une
expérience positive
de la douche.

Transformer l'expérience de la douche - protéger le soignant

Les produits Lopital sont conçus pour offrir une expérience positive de la douche et réduire les blessures chez le personnel soignant.

La gamme complète de solutions de douche de Lopital vous aide à atteindre de meilleurs résultats.

Afin d'éviter toute contamination croisée, nos produits sont dotés d'un revêtement antibactérien grâce à l'ajout d'ions d'argent. En outre, il est important qu'après la douche, toutes les aides puissent être facilement nettoyées et désinfectées. Les produits de Lopital ont été conçus de manière à répondre à ces exigences.

Le résident apprécie le confort et la dignité, et le soignant bénéficie de l'amélioration de la sécurité et de l'ergonomie du produit Lopital. Cela se traduit par une meilleure qualité de soins et, pour vos résidents, par une expérience supérieure en matière de douche et d'hygiène.

Réduire la contamination croisée

Qualité de la vie

Des résultats cliniques positifs

Sécurité et ergonomie



Les efforts de toutes les personnes impliquées dans les soins visent à obtenir un résultat positif pour leur client ou résident. Lorsque, avec les outils appropriés, vous réunissez tous les facteurs identifiés ci-dessus, Lopital vous donne les moyens d'améliorer les résultats et d'accroître la qualité globale de vos soins.

Vos équipements de douche et d'hygiène doivent viser à réduire les blessures avec arrêt de travail et le coût des soins pour votre établissement. Au regard de la conception ergonomique de ses produits, Lopital s'intègre à votre programme de déplacement sécurisé des patients.

Des produits d'hygiène bien conçus qui permettent de se doucher en toute sécurité et confortablement.



**Seuls les meilleurs
produits. La qualité
et la sécurité sont
toujours prioritaires.**

Douche confortable

Une chaise de douche offre un soutien et assure un niveau de sécurité plus élevé lorsque vous prenez une douche.

Ce produit permet à certains clients de gagner en indépendance.

Ce produit leur permet de s'occuper d'eux-mêmes de manière indépendante ou partiellement indépendante. Une chaise de douche permet de s'occuper plus facilement des autres patients.

Lopital propose des chaises de douche et de toilettes fixes et mobiles. Qu'il s'agisse d'un tabouret de douche ou d'une chaise de toilettes, nous pensons qu'il est important que les utilisateurs fassent l'expérience de la sécurité et du confort.

S'occuper des clients en utilisant les chaises traditionnelles de douche et de toilettes est très encombrant. Cela impose aux aides-soignants de se tenir dans une

position non naturelle, qui peut être à l'origine de tensions dorsales statiques.

Lopital apporte une solution à ce problème avec les chaises de douche et de toilettes réglables en hauteur. Grâce à cette caractéristique, nous apportons également une contribution importante à la politique de santé et de sécurité au travail dans le secteur des soins de santé.

Pour plus d'informations,
visitez notre site Web
www.lopital.fr



Toutes les aides produites par Lopital répondent aux normes suivantes pour les produits médicaux de classe 1 (MDR (EU) 2017/745).

5100 5100

Nemo

Convient aux personnes souffrant
d'un handicap léger à grave



Fonction d'inclinaison jusqu'à
30° vers l'arrière



Poignée de commande du système
d'inclinaison.



Équipée en standard d'un support pour
la tête et le cou. Réglable
en hauteur et en profondeur.



Option: appuie-jambes confort
réglables (Article n° 6960 8026).

Sûre, hygiénique
et confortable.
Facile à incliner pour
un soin optimal.

Voir page 34 pour des accessoires supplémentaires.



Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5100	Nemo chaise de douche et de toilettes	100	66	44	47	54	150	24	30°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

5100 5199 Flexo

Convient aux personnes souffrant
d'un handicap léger à grave



Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5199	Flexo chaise de douche et de toilettes	104	73	44	47	50 - 105	150	38	20°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Fonctionnelles et simples depuis 1993.

Voir page 34 pour des accessoires supplémentaires.



Option: soutien de la tête et du cou.



Contrôle haut/bas par pompe à pied.



Option: Gerade Armlehnen.



Option: appuie-jambes confort réglables (Article n° 6960 8026).

5100 5500

Elexo

Convient aux personnes souffrant d'un handicap léger à grave



Réglage de la hauteur sans à-coups et confortable.

Voir page 34 pour des accessoires supplémentaires.



Accoudoirs rembourrés indépendants et rabattables avec verrouillage frontal.



Option : soutien de la tête et du cou.



Option : appuie-jambes confort réglables (Article n° 6960 8026).



Point de charge à couplage magnétique, ne nécessitant pas de batterie distincte.

Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5500	Elexo Chaise de douche et de toilettes	104	70	44	47	50 - 105	180	47	20°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

5100 5300

Elexo XXL

Convient aux personnes souffrant d'un handicap modéré à grave



Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Profondeur extérieure	Profondeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5300	Elexo XXL chaise de douche et de toilettes	119	89	54	70	50 - 105	220	71	20°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Car une bonne hygiène doit aussi être accessible aux clients souffrant d'obésité.


Voir page 34 pour des accessoires supplémentaires.



Siège en deux parties avec ouvertures avant et arrière. Siège à verrouillage par pression facilement amovible.



Repose-pieds pivotants et amovibles. Hauteur réglable. Accoudoirs extensibles et entièrement pivotants.



Equippée d'une roue directionnelle.



Option: soutien de la tête et du cou.

5100 5600

Reflex

avec repose-pieds réglables en hauteur

Convient aux personnes souffrant d'un handicap modéré à très grave



Confort optimal pour les soignants et les patients.

Voir page 34 pour des accessoires supplémentaires.



Avec repose-pieds réglables en hauteur.



Point de charge avec couplage magnétique, pas besoin de batterie distincte.



Commandes tactiles faciles à utiliser dans le dossier.

Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Repose-pieds réglables en hauteur	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5600	Reflex chaise de douche et de toilettes avec repose-pieds électriques	106	70	44	47	50 - 100	25	135	53	30°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

5100 5605

Reflex

Convient aux personnes souffrant d'un handicap modéré à très grave



Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Réglage de la hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos	Inclinaison
5100 5605	Reflex chaise de douche et de toilettes	116	70	44	47	50 - 100	135	53	30°

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Encore plus de possibilités avec la Reflex.

Voir page 34 pour des accessoires supplémentaires.



Option: appuie-jambes confort réglables (Article n° 6960 8026).



Accoudoirs rembourrés indépendants et rabattables avec verrouillage frontal.



Repose-pieds repliables et pivotants.



FLEXO?

atteindre une
inclinaison maximale
de 20° dans la position
la plus haute

Charge maximale 150 kg

Siège rembourré avec
ouverture du siège

Accoudoirs rabattables
rembourrés à
verrouillage frontal

Rail pour seau
de toilettes ou
bassin de lit

Réglage hydraulique
simple de la hauteur

Quatre roulettes
à double frein

Repose-pieds rabattables avec
cousinets pour les mollets

Les repose-pieds
touchent le sol dans la
position la plus basse



OU REFLEX?

Accoudoirs rabattables
rembourrés à verrouillage frontal

Soutien de la tête et de la
nuque, réglable en hauteur
et en profondeur

Siège rembourré avec
ouverture du siège

Commandes tactiles faciles
à utiliser sur le dossier

Rail pour seau de
toilettes ou bassin de lit

Repose-jambes et
protection des mollets
réglables en hauteur


Mécanisme d'inclinaison
à commande électrique

Réglage de la hauteur
par commande électrique

Dispositif d'abaissement
d'urgence

Quatre roulettes
à double frein

Charge maximale 135 kg



5100 5700

Tango

Convient aux personnes souffrant d'un handicap très léger à modéré



Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
5100 5700	Tango chaise de douche et de toilettes	84	66	44	47	55	180	19

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Fonctionnelle et simple.

Voir page 34 pour des accessoires supplémentaires.



Accoudoirs rabattables.



Repose-pieds repliables et pivotants.



Siège en PU avec ouverture pour les toilettes.



Option: support pour bassin de lit jetable (Article n° 6950 1110).

5100 5705

Tango XL

Convient aux personnes souffrant d'un handicap très léger à modéré



Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
5100 5705	Tango XL chaise de douche et de toilettes	100	69	47	56	53	250	24

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Convient aux patients souffrant d'obésité d'un poids jusqu'à 550 livres/250 kg.

Voir page 34 pour des accessoires supplémentaires.



Siège en deux parties avec ouvertures avant et arrière. Siège à verrouillage par pression facilement amovible.



Accoudoirs rabattables.



Repose-pieds pivotants et amovibles. Hauteur réglable.



Option: appuie-jambes confort réglables (Article n° 6960 8026).

5100 5800

Tango XXL

Convient aux personnes souffrant d'un handicap très léger à modéré



Soins sûrs et confortables pour les patients souffrant d'obésité.

Voir page 34 pour des accessoires supplémentaires.



Repose-pieds pivotants et amovibles. Hauteur réglable. Accoudoirs extensibles et entièrement pivotants.



Siège en deux parties avec ouvertures avant et arrière. Siège à verrouillage par pression facilement amovible.



Convient aux patients souffrant d'obésité d'un poids jusqu'à 360 kilos.

Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
5100 5800	Tango XXL chaise de douche et de toilettes	97	83	54	70	51	360	31

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Timo

Convient aux personnes souffrant d'un handicap très léger à modéré



Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Profondeur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur intérieure du siège	Largeur intérieure du siège	Hauteur du siège	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
5400 6020	Timo chaise de douche	63	57	49	47	50	135	15
5400 6021	Timo chaise de douche et de toilettes	63	57	49	47	50	135	15
5400 6030	Timo chaise de douche et de toilettes	63	57	49	47	54	135	15
5400 6035	Timo chaise de douche et de toilettes + Frepose-pieds	91	57	49	47	54	135	16

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.



5400 6020
Timo chaise de douche



5400 6021
Timo chaise de douche et de toilettes



5400 6030
Timo chaise de douche et de toilettes



5400 6035
Timo chaise de douche et de toilettes + repose-pieds

Sûre, hygiénique et confortable.

Voir page 34 pour des accessoires supplémentaires.



Repose-pieds pivotants et amovibles.



Siège à verrouillage par pression facilement amovible.



**Innovation et
développement
continuus.**

Douche en position couchée

Pour certaines personnes en situation de handicap, il est plus agréable ou préférable de se laver et de s'occuper d'elles en position allongée. Notre chariot/brancard de douche le permet. Cela permet de s'occuper d'une personne immobile avec confort.


Le chariot de douche/brancard adéquat permet à l'aide-soignant de bénéficier d'une plus grande liberté de mouvement, de travailler plus près du client et de réduire les tensions. Il permet également au client de jouer un rôle plus actif dans ses soins personnels.

En fonction de l'espace disponible et des besoins, vous pouvez choisir entre des chariots de douche mobiles et des brancards muraux. Il est également possible de choisir entre un système électrique et un système

hydraulique de chariot de douche/brancard réglable en hauteur. Dans des situations spécifiques, nous pouvons personnaliser un brancard de douche en fonction de vos souhaits personnels.

L'un des avantages d'un chariot de douche mobile (réglable en hauteur) est que le nombre de transferts peut être réduit. Le chariot peut être placé immédiatement à côté du lit et ajusté à la hauteur requise. Cela permet un transfert horizontal simple à l'aide d'outils simples.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.lophital.fr



6100 2010 / 6100 2060

Marina deluxe

Convient aux personnes souffrant d'un handicap grave à très grave



Marina deluxe hydraulique



Marina deluxe électrique



Électrique ou au moyen d'un réglage du dossier par ressort à gaz (Marina deluxe).



Système de freinage semi-centralisé (Marina deluxe).



Barre latérale avec partie centrale abaissée pour un soin optimal (Marina deluxe & basic).

Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Réglage de la hauteur du plan de couchage	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
6100 2010	Marina deluxe chariot de douche hydraulique	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	80
6100 2060	Marina deluxe chariot de douche électrique	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	80
6720 0010	Matelas 186 deluxe	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matelas 206 deluxe	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matelas 226	-	-	210	70	-	-	-

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

6100 2000 / 6100 2050

Marina basic

Convient aux personnes souffrant d'un handicap grave à très grave



Léger, confortable et polyvalent dans son utilisation.



Marina basic électrique



Marina basic hydraulique



Avec un réglage de longueur intégré en série (Marina deluxe & basic).



Position angulaire (Anti-Trendelenburg) (Marina deluxe & basic).



Boîtier de contrôle de l'arrêt d'urgence (Marina deluxe & basic électrique).

Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Réglage de la hauteur du plan de couchage	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
6100 2000	Marina basic Chariot de douche hydraulique	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	76
6100 2050	Marina basic Chariot de douche électrique	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	76
6720 0005	Matelas 186 basic	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Matelas 206 basic	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matelas 226	-	-	210	70	-	-	-

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

6200 4015

Amfora

Convient aux personnes souffrant d'un handicap modéré à très grave



6200 4015

Chariot de douche Amfora à réglage hydraulique de la hauteur
Avec bac de récupération

Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Réglage de la hauteur du plan de couchage	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
6200 4015	Amfora chariot de douche hydraulique Amfora 190 avec bac de récupération	190	82	180	70	50 - 100	150	63

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

6100 2500 / 6100 2505 / 6100 2510

Sirocco deluxe & basic

Convient aux personnes souffrant
d'un handicap grave à très grave



Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Réglage de la hauteur du plan de couchage	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
6100 2500	Brancard de douche Sirocco basic à montage mural	186 - 206	93	170 - 190	70 - 93	45 - 95	227	75
6100 2505	Brancard de douche Sirocco basic hauteur fixe	186 - 206	93	170 - 190	70 - 93	-	150	71
6100 2510	Brancard de douche Sirocco deluxe à montage mural	186 - 206	93	170 - 190	70 - 93	45 - 95	227	73
6720 0005	Matelas 186 basic	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Matelas 206 basic	-	-	190	70	-	-	-
6720 0010	Matelas 186 deluxe	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matelas 206 deluxe	-	-	190	70	-	-	-

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

6100 2505

Brancard de douche Sirocco basic hauteur fixe.

Inclus avec oreiller



6100 2500

Brancard de douche Sirocco basic

Inclus avec oreiller



6100 2510

Brancard de douche Sirocco deluxe

- Pliable.
- Réglage électrique sans à-coup de 45 à 95 cm.
- Barre latérale rabattable.
- Batterie amovible.
- Dossier réglable (6100 2510).
- Réglage de la longueur intégré en série.



6500 4025 / 6500 5030 / 6500 5035

Vienna

Convient aux personnes souffrant d'un handicap modéré à très grave



Spécifications techniques

Article n°	Art. description	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Réglage de la hauteur du plan de couchage	Charge max. en kilos	Poids du produit en kilos
6500 4025	Table d'habillage Vienna hydraulique 190	190	82	188	70	56 - 106	150	59
6500 5030	Table d'habillage Vienna deluxe au mur	190	91	188	70	45 - 95	150	78
6500 5035	Table d'habillage Vienna basic hauteur fixe	190		188	70		150	

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.

Un fonctionnement simple améliore la facilité d'utilisation.



6500 5035
Table d'habillage Vienna basic hauteur fixe
Pliable



6500 5030
Table d'habillage Vienna deluxe
Pliable



6500 4025
Table d'habillage hydraulique Vienna



**Lotus aide active a
la station debout.**

5900 8200 Lotus / 5900 8250 Lotus compact / 5900 8270 Lotus XL

Lotus verticalisateur actif



Lotus et Lotus compact:

- Charge maximale : 200 kg.

Lotus XL:

- Charge maximale : 227 kg.
- Espace extra large entre les coques des sièges.

Lotus, Lotus compact et Lotus XL:

- Support confortable pour les jambes.
- Parties du siège escamotables, équipé d'un verrou à clic
- Écartement mécanique des jambes.
- Points d'attache variables.
- Angle d'assise idéal.
- Poignée pour une manœuvrabilité aisée.
- Points de pivotement à roulements.
- Plaque de pied robuste.
- 2 roues pivotantes en plastique avec freins.
- Support pour les jambes réglable en hauteur.
- Revêtement antibactérien sur le cadre.
- Finition lisse pour un nettoyage et une désinfection optimaux

Spécifications techniques

Product no.	Description du produit	Matériau	Capacité de levage kg et lbs	Longueur x largeur x hauteur	Largeur des jambes	Extension mécanique de la base	Poids en kg	Poids en lbs	Longueur du client
5900 8200	Lotus	acier	200 kg 440 lbs	96 cm x 66 cm x 110 cm 37.8" x 26" x 43.3"	66 cm 26"	49 cm - 86 cm 19.3" - 33.9"	32	70	165 cm - 195 cm 65" - 77"
5900 8250	Lotus compact	acier	200 kg 440 lbs	96 cm x 66 cm x 101 cm 37.8" x 26" x 39.8"	66 cm 26"	49 cm - 86 cm 19.3" - 33.9"	32	70	135 cm - 165 cm 53" - 65"
5900 8270	Lotus XL	acier	227 kg 500 lbs	96 cm x 71 cm x 110 cm 37.8" x 28" x 43.3"	66 cm 26"	49 cm - 86 cm 19.3" - 33.9"	32	70	165 cm - 195 cm 65" - 77"



Convient aux personnes présentant un handicap léger à modéré.



5900 8250 Lotus compact



5900 8270 Lotus XL



Pièces de siège rotatives.




Écartement mécanique de la base.



Écartement des jambes réglable.



Points de contact variables.



Blocage des roues.



Support confortable pour les jambes inférieures.

Valeur ajoutée des chaises de douche et de toilettes avec table

Article n°	Art. description	Réglable par système hydraulique/ électrique ou fixe pneumatique	Mobile	Hauteur réglable	Soutien de la tête et du cou	Mécanisme d'inclinaison	Douche	Toilettes	Confort PUR	Durée de vie technique de 10 ans minimum*	Siège amovible à verrouillage rapide	Accoudoirs avec verrouillage frontal	Peut être déplacé sur	Les toilettes Obésité
5100 5100	Nemo chaise de douche et de toilettes	pneumatique	•		•	•	•	•	•	•		Option	•	
5100 5199	Flexo chaise de douche et de toilettes	hydraulique	•	•	Option	•	•	•	•	•		•	•	
5100 5500	Elexo chaise de douche et de toilettes	électrique	•	•	Option	•	•	•	•	•		•	•	
5100 5300	Elexo XXL chaise de douche et de toilettes	électrique	•	•	Option	•	•	•	•	•	•		•	•
5100 5600	Reflex chaise de douche et de toilettes avec repose-pieds électriques	électrique	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
5100 5605	Reflex chaise de douche et de toilettes	électrique	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
5100 5700	Tango chaise de douche et de toilettes	fixe	•		Option		•	•	•	•		Option	•	

Pour des instructions et des démonstrations, rendez-vous sur : www.lopital.com/videos



5100 5100
Nemo chaise de douche et de toilettes



5100 5199
Flexo chaise de douche et de toilettes



5100 5500
Elexo chaise de douche et de toilettes



5100 5300
Elexo XXL chaise de douche et de toilettes



5100 5600
Reflex chaise de douche et de toilettes
Avec repose-pieds réglables en hauteur



5100 5605
Reflex chaise de douche et de toilettes



5100 5700
Tango chaise de douche et de toilettes

Article n°	Art. description	Réglable par système hydraulique/ électrique ou fixe pneumatique	Mobile	Hauteur réglable	Soutien de la tête et du cou	Mécanisme d'inclinaison	Douche	Toilettes	Confort PUR	Siège amovible à verrouillage rapide	Durée de vie technique de 10 ans minimum*	Accoudoirs avec verrouillage frontal	Peut être déplacé sur	Les toilettes Obésité
5100 5705	Tango XL chaise de douche et de toilettes	fixe	•		Option		•	•	•	•	•		•	•
5100 5800	Tango XXL chaise de douche et de toilettes	fixe	•		Option		•	•	•	•	•		•	•
5400 6020	Timo chaise de douche	fixe					•		•	•	•	Option		
5400 6021	Timo chaise de douche et de toilettes mobile	fixe					•	•	•	•	•	Option	•	
5400 6030	Timo chaise de douche et de toilettes	fixe	•				•	•	•	•	•	Option	•	
5400 6035	Timo chaise de douche et de toilettes + repose-pieds	fixe	•				•	•	•	•	•	Option	•	

Pour des instructions et des démonstrations, rendez-vous sur : www.lopital.com/videos



5100 5705
Tango XL chaise de douche et de toilettes



5100 5800
Tango XXL chaise de douche et de toilettes



5400 6020
Timo chaise de douche



5400 6021
Timo chaise de douche et de toilettes



5400 6030
Timo chaise de douche et de toilettes



5400 6035
Timo chaise de douche et de toilettes + repose-pieds

* La durée de vie technique n'est garantie qu'avec une utilisation et un entretien corrects, conformément aux instructions du fournisseur.

Chariots de douche, brancards de douche table d'habillage à valeur ajoutée



6100 2010
**Chariot de douche Marina
deluxe à réglage hydraulique
de la hauteur**



6100 2060
**Chariot de douche Marina
deluxe à réglage électrique
de la hauteur**



6100 2000
**Chariot de douche Marina
basic à réglage hydraulique
de la hauteur**



6100 2050
**Chariot de douche Marina
basic à réglage électrique
de la hauteur**



6100 2500
**Brancard de douche
Sirocco basic**



6100 2505
**Brancard de douche
Sirocco basic hauteur fixe**



6100 2510
**Brancard de douche
Sirocco deluxe**



6200 3070
**Chariot de douche Stylex
hydraulique**



6200 4015
**Chariot de douche Amfora
hydraulique**



6500 5030
Table d'habillage Vienna
basic



6500 4025
Table d'habillage
hydraulique Vienna



6500 5035
Table d'habillage Vienna
basic haute fixe

Article n°	Art. description	Hydraulique/ électrique verstellbar oder fixe	Mobile	Hauteur réglable	Mécanisme d'inclinaison	Dossier réglable	Système de freina- ge semi-centralisé	Réglage vertical de la hauteur	Bloc-batterie externe supplémentaire	Durée de vie tech- nique : au moins 10 ans*	Aluminium léger	À montage mural	Les toilettes Obésité
6100 2010	Marina deluxe chariot de douche hydraulique	hydraulique	•	•	•	•	•	•		•	•		•
6100 2060	Marina deluxe chariot de douche électrique	électrique	•	•	•	•	•	•	Option	•	•		•
6100 2000	Marina basic chariot de douche hydraulique	hydraulique	•	•	•			•		•	•		•
6100 2050	Marina basic chariot de douche électrique	électrique	•	•	•			•	Option	•	•		•
6100 2500	Brancard de douche Sirocco basic	électrique		•				•	Option	•		•	
6100 2505	Brancard de douche Sirocco basic hauteur fixe	mural								•		•	
6100 2510	Brancard de douche Sirocco deluxe	électrique		•		•		•	Option	•		•	
6200 3070	Chariot de douche Stylex hydraulique	hydraulique	•	•		•				•			
6200 4015	Chariot de douche Amfora hydraulique 190 avec bac de récupération	hydraulique	•	•		•				•			
6500 4025	Table d'habillage Vienna hydraulique	hydraulique	•	•		•				•	•		
6500 5030	Table d'habillage Vienna à montage mural	électrique		•		•		•	Option	•	•	•	
6500 5035	Table d'habillage Vienna basic haute fixe	mural								•		•	

* La durée de vie technique n'est garantie qu'avec une utilisation et un entretien corrects, conformément aux instructions du fournisseur.

Pour des instructions et des démonstrations, rendez-vous sur : www.lophospital.com/videos

Accessoires pour chaises de douche et de toilettes

Article n°	Art. description	Nemo	Flexo	Elexo	Elexo XXL	Reflex 5100 5600	Reflex 5100 5605	Mylo	Tango	Tango XL	Tango XXL
6840 5500	Soutien de la tête et du cou		•	•	•			•	•	•	•
6840 5661	Accoudoirs à double verrouillage	•	•	•		•	•	•	•	•	
6975 8044	Ceinture de sécurité	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 1104	Plateau et couvercle de chaise percée	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 1110	Support pour bassin de lit jetable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 5624	Dossier Platilon	•	•	•		•	•	•	•		
6950 5625	Siège Platilon	•	•	•		•	•	•	•		
6960 5198	Repose-pieds courts	•	•	•	•		•				
6960 8026	Appuis-jambes confort réglables	•	•	•			•			•	
6975 8045	Ceinture de sécurité à quatre points	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7500 5693	Jeu d'élévation de 10 à 30 mm	•	•	•		•	•	•	•	•	
6840 5678	Support dorsal Reflex + commande manuelle distincte (filaire)					•	•				



6840 5500 / 6840 5510
Support de tête/cou + support



6840 5661
Accoudoirs à double verrouillage



6975 8044
Ceinture de sécurité



6950 1104
Bassine et couvercle de chaise percée



6950 5624 / 6950 5625
Dossier Platilon / Siège Platilon




6950 1110
Support pour bassin de lit jetable



6960 8026
Appuis-jambes confort réglables



6975 8045
Ceinture de sécurité à quatre points



7500 5693
Jeu d'élévation de 10 à 30 mm



**Plus de 40 ans
entièrement consacrés
à la qualité des soins.**



**Déplacement
et levage simples
et sûrs.**

Levage sûr / lève-personnes mobiles

Un déplacement et un soulèvement simple et sûr améliorent le confort des personnes souffrant d'un handicap et celui du soignant. Nous proposons un large assortiment de lève-personnes mobiles actifs et passifs. En optant pour une combinaison du lève-personnes et des sangles appropriés, un handicap physique n'est pas synonyme de handicap social.

Rien que les meilleurs produits.

Lopital privilégie toujours la qualité et la sécurité.

L'utilisation des outils et du matériel appropriés contribue aussi à la qualité des soins. Car le sentiment rassurant et confortable offert par l'utilisation d'outils appropriés a une grande influence sur le sentiment de

sécurité et de bien-être du patient. Naturellement, les actes pour le soignant doivent être sûrs, responsables et confortables. C'est ainsi qu'il est possible d'éviter, par exemple, lombalgies et douleurs aux épaules. De plus, le choix de l'outil de transfert approprié est également déterminé par les possibilités du patient.

Pour plus
d'informations,
visitez notre
site internet
www.lopital.nl /
www.lopital.be



Viking M et L

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Hauteur max. de levage	Hauteur min. de levage	Intervalle hauteur	Hauteur max.	Longueur pied	Écartement parallèle des pieds	Largeur pied	Poids batteries incluses
2102040004	Viking L	aluminium	250	179	45	134	200	135	69 - 111	14 - 11,5	40
2102040035	Viking M	aluminium	205	179	46	125	198	133	70 - 107	11	38

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Transferts du lit à la chaise roulante / douche-chaise de toilettes ou brancard.



Rééducation active.




Viking M avec une hauteur de levage minimale de 46 cm pour levage depuis le sol.



Facile à utiliser avec chaise roulante, chaise de douche et de WC ou brancard grâce à un piètement.



Chaque Viking est pourvu d'une commande manuelle et d'une commande sur l'appareil.



- Deux options de commande
- Carte d'instructions
- Batterie avec chargeur incorporé et indicateur de charge
- Bouton d'arrêt d'urgence facile à utiliser

Flexlink pour un meilleur positionnement

Étrier standard 450 pourvu de clips de sécurité

Protection de la tige de levage du tube externe

Grandes roues souples

Un bon à tout.

- Très facile à utiliser.
- Facile à manoeuvrer.
- Le métal vert, l'aluminium.
- Batterie amovible.

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave

Viking XL

Flexlink pour un meilleur positionnement

L'étrier Universal TwinBar™ 670- offre plus d'espace pour les clients obèses

Protection de la tige de levage du tube externe

Deux options de commande

Carte d'instructions

Batterie avec chargeur incorporé et indicateur de charge

Bouton d'arrêt d'urgence facile à utiliser

Grandes roues souples



- Très facile à utiliser.
- L'étrier large standard.
- Le métal vert, l'aluminium.
- Grandes roues standard.

Souple et levage facile jusqu'à 300 kg.



Témoin de batterie avec boîtier de commande intelligent.



L'étrier Universal TwinBar™ 670.



Rééducation active.

Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Hauteur max. de levage	Hauteur min. de levage	Intervalle hauteur	Hauteur max.	Longueur pied	Écartement parallèle des pieds	Largeur pied	Poids batteries incluses
2102040003	Viking XL	aluminium	300	191	49	133	208	135	82 - 113	14 - 11,5	41

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

2102000010

Liko Golvo

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



La sangle flexible et le mouvement de levage vertical améliorent la fonctionnalité

Le Universal SlingBar est fabriqué en aluminium, donc léger, il est sûr et facile à utiliser.

Standard avec accoudoirs
Pour la formation à la marche

Deux options de commande

Carte d'instructions

Batterie avec chargeur incorporé et indicateur de charge
Accoudoirs standard

Arrêt d'urgence facile à utiliser

Écartement parallèle des pieds

Version avec grandes roues / également possible avec de petites roues



Levage à l'horizontale possible.



Commande manuelle.



Piètement parallèle de minimum 73,5 cm à maximum 102 cm.*

- Aluminium durable.
- Polyvalence.
- Levage flexible.

Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Hauteur max. de levage	Hauteur min. de levage	Intervalle hauteur	Hauteur max.	Longueur pied	Écartement parallèle des pieds	Largeur pied	Poids batteries incluses
2102000015	Golvo®	aluminium	200	186	40	137	202	112	73,5 - 102	10,5	44
2102000019	Golvo Lowbase	aluminium	200	186	40	137	202	112	74,5 - 103	6 - 10,5	44

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



La solution idéale pour toutes les situations de levage et de transfert.



Ajustement du piètement stable et parallèle.



Standard avec accoudoirs.



Avec une hauteur de levage minimale de 40 cm pour levage depuis le sol.



Transferts du lit à la chaise roulante / Douche-chaise de toilettes ou brancard.



Golvo Lowbase.

2102020003

Sabina II EE

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen



Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Hauteur max. de levage	Hauteur min. de levage	Intervalle hauteur	Hauteur max.	Longueur pied	Écartement des pieds	Largeur pied	Poids batteries incluses
2102020003	Sabina II EE	acier	200	172	97	100	170	106	53 - 90	11	44

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Pour clients participant activement à la verticalisation.

- Sabina est un lève-personne actif.
- Disponible avec étrier standard et confort.
- Le repose-pieds est doté d'un revêtement anti-dérapant pour plus de sécurité.



Appuie-jambes ajustable.



Toujours la sangle adéquate.



En option : soutien de talon.



Réactivation active.



Pour soutien aux toilettes.



Sabina soutien lors de la verticalisation.



Pour mobilisation pendant hospitalisation.



Étriers et sangles
forment une unité
fonctionnelle et sûre.

30115030

Luna X5

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



La nouvelle référence en matière de lève-personnes plafonniers

Le Luna X5 combine un design moderne et intemporel avec un profil mural esthétique et épuré. Parfaitement adapté à tous les environnements de soins. Ce lève-personne plafonnier offre une polyvalence inégalée : une unité fixe, portable et mobile en un seul appareil. Flexible et facile à utiliser. Avec l'empreinte carbone la plus faible et un excellent coût total de possession, le Luna X5 est un choix durable pour aujourd'hui et pour l'avenir.

- Un moteur pour chaque situation, pour une utilisation fixe ou flexible
- Capacité de levage de 275 kg
- Moteur mobile facile à connecter
- Poids ultraléger de seulement 5,2 kg
- Design moderne et intemporel, système de rail mural esthétique et épuré
- Entretien minimal ; durée de vie exceptionnelle de la batterie et de la sangle de levage
- Installation facile et rapide
- Durée de vie de 20 ans ou 33.000 mouvements de levage
- Empreinte CO2 et coût total de possession les plus faiblesw

Détails techniques

Art.nr.	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Intervalle levage	Longueur câble	Vitesse	Poids batteries incluses
301503050	Luna XS	acier / synthétique	150/ 200/ 275 kg	2500 mm	1320 mm	40 mm p/s	5,2 kg

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

2103121001

Likorall 200

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Intervalle levage	Longueur câble	Vitesse	Poids batteries incluses
2103121001	Likorall 200	aluminium / synthétique	200	200	87	50 mm / s	12,5

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Indicateur de charge de la batterie et arrêt d'urgence.



Montage et démontage rapides.



Commande manuelle ergonomique avec indicateur de charge de la batterie.



- Tambour de sécurité SFS breveté.
- Crée une sécurité supplémentaire et garantit un abaissement régulier et maîtrisé.
- Abaissement d'urgence électrique avec batterie de secours.
- Arrêt d'urgence répondant aux exigences requises conformément à EN ISO 10535 et CEI 60601-1.

Fonctions multiples et complet.

Likorall 242 / 243 / 250



Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Intervalle levage	Longueur câble	Vitesse	Poids batteries incluses
2103122010/ 2103122012	Likorall 242 S	aluminium / synthétique	200	200	74	50 mm / s	13
2103122006- 2103122008	Likorall 242 ES	aluminium / synthétique	200	200	74	50 mm / s	13
2103123002	Likorall 243 ES blanc 230 kg	aluminium / synthétique	230	200	74	50 mm / s	12,6
2103122501/ 2103122502	Likorall 250 ES	aluminium / synthétique	250	200	74	50 mm / s	12,6
2103124050	Likorall 250 S IRC	aluminium / synthétique	250	200	74	50 mm / s	12,6

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Affiche une capacité de levage de 200 à 250 kg.



Entraînement à la marche.



Transfert assis.



Levage horizontal.

2103130001

Multirall 200

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Plus polyvalent que les autres systèmes plafonniers.



Facile à déplacer au moyen du chariot-trolley.



Pourvu d'un dispositif d'abaissement d'urgence.

Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Intervalle levage	Longueur câble	Vitesse	Poids batteries incluses
2103130001	Multirall 200	aluminium / synthétique	200	170	74	60 mm / s	8,7

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

21023301030 / 1040
LikoGuard

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Plus sûr, plus complet,
 le LikoGuard.



LCD-commande manuelle avec interface utilisateur.

Pourvu d'un dispositif d'abaissement d'urgence et d'un d'arrêt d'urgence.

Étrier plus sécurisé.

Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Intervalle levage	Longueur câble	Vitesse	Poids batteries incluses
21023301030	LikoGuard L	aluminium / synthétique	272	230	74	40 - 6 cm / s	14
21023301040	LikoGuard XL	aluminium / synthétique	363	230	74	40 - 6 cm / s	14

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Freespan

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Freespan avec étrier à huit bras.



Montage simple.

- Le Freespan Liko est un système plafonnier mobile.
- Le Freespan se compose de rails, d'un moteur, d'un étrier avec sangles, d'un chargeur de batterie et d'une commande manuelle.
- La longueur des rails est de 2 à 5 mètres.

La charge maximum de levage est de 200 kg / 400 kg.

Le Freespan se monte sans outils.

Ce système unique n'est pas fixé au plafond ou aux murs.



Ultra Twin Freespan



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



- Lève-personnes plafonnier indépendant avec double brancard.
- Deux moteurs de levage Likorall 242 ES R2R au fonctionnement simultané.
- Disponible en 2 modèles : pour levage avec sangles ou pour levage horizontal.
- Peut également être livré comme système Traverse.

Convient aux clients obèses jusqu'à 400 kg.



Chargeur et fixation pour étrier.



Réglage de la hauteur Freespan.



Capacité : 400 kg.

Systèmes de rails en combinaison avec nos moteurs



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



R2R en combinaison avec le système de traverses.



Système monorail avec plaque tournante résistant au feu pour le transfert d'une pièce à l'autre.



Monorail en combinaison avec le système de traverses.



Scan CT en combinaison avec le monorail.



Multirail moteur levage horizontal et monorail aux soins intensifs.



Chambre d'hôpital collective avec système de traverses et de rideaux.



Monorail, plaque tournante, système de traverses.



Monorail, plaque tournante, avec courbe.




Piscine avec système de traverses.

Nous développons des systèmes de rails sur mesure



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.lophospital.nl / www.lophospital.be

Solutions techniques pour systèmes de rails

Nous disposons d'un large éventail de solutions techniques pour vos systèmes plafonniers, de sorte qu'il est possible de raccorder des systèmes de rails afin que plusieurs espaces puissent être reliés en toute sécurité. Nous disposons de solutions techniques sûres les plus variées pour la fixation des systèmes de rails au plafond ou au mur.



Système de traverses à raccordement électrique.



Système de traverses avec chariot surélevé.



Système de traverses avec fixation au plafond.




Intégration totale du rail au moyen d'un profil synthétique.



Système de traverses avec Ultra Twist.



Courbes de 90° et de 45°.



Système R2R.



Système de traverses avec fixation au plafond.



La recharge s'effectue au moyen de la Multi-Station.



Intégration totale du rail au moyen d'un profil synthétique.



Possibilités variées pour fixation au mur et au plafond.




**Découvrez la facilité
de nos lève-personnes
plafonniers.**

Sangles

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Nos sangles sont connues pour leur excellente qualité. Depuis plus de trente ans, Liko développe en collaboration avec les utilisateurs et les clients des sangles fonctionnelles, faciles à l'emploi, avec toujours pour objectif sécurité, fonctionnalité et confort. Pour Lopital "une sangle adaptée constitue la moitié du levage."



Pour plus d'informations, visitez notre site Internet www.lopital.nl / www.lopital.be

Étriers & accessoires



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave

Une sangle fonctionne le mieux avec un étrier soigneusement sélectionné. La sangle et l'étrier forment une unité fonctionnelle et sûre.



3156074
**Étrier universel 350
avec fixation rapide**
Max. 300 kg



3156086
**Étrier universel 600
avec fixation rapide**
Max. 300 kg



3156095
Étrier universel 450 R2R
Max. 300 kg



3156087
**Étrier universel 670 Twin
avec fixation rapide**
Max. 300 kg



3156022
**Étrier croisé 450
avec fixation rapide**
Max. 300 kg



2203607001
Étrier Cover™



Une sangle fonctionne le mieux avec un étrier soigneusement sélectionné.

Étriers & accessoires



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave

Liko a réussi à créer des solutions justes en toutes circonstances en développant des accessoires intelligents et bien pensés. Le levage horizontal, la pesée et l'usage des systèmes de rangement sont, entre autres, quelques-unes de ces solutions.



Une conception bien pensée des accessoires de levage pour une solution complète.



3156051
LikoStretch 1900™

Max. 250 kg



3156056
OctoStrech™

Max. 200 kg



3156228
LikoScale 350™

Max 350 kg



3126075
Parking Panel 600™
Pour le rangement de l'étrier et du chargeur.



If caregivers have a choice, they choose Lopital



Pour plus d'informations, visitez également notre site Web : www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk, les Pays Bas.
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.fr

