



Creating balance in healthcare



Timo & Cleo Chaise de douche- toilette



Timo Chaise de douche-toilette



5400 6020

Timo Chaise de douche

- 2 accoudoirs indépendants rabattables.
- Assise percée rembourrée.
- Snaplock assise amovible.
- Assise 46 x 45 x 50 cm (l x p x h).
- Charge maximale 135 kg.

5400 6021

Timo Chaise de douche-toilette

- 2 accoudoirs indépendants rabattables.
- Assise percée rembourrée avec ouverture.
- Coulisse universelle pour seau de toilette ou bassin.
- Snaplock assise amovible.
- Assise 46 x 45 x 50 cm (l x p x h).
- Charge maximale 135 kg.



5400 6025

Timo Chaise de douche mobile

- 2 accoudoirs indépendants rabattables
- Assise percée rembourrée.
- 4 roues pivotantes à double frein.
- Snaplock assise amovible.
- Assise 48 x 49 x 52 cm (l x p x h).
- Charge maximale 135 kg.





Convient pour des personnes présentant un handicap léger à moyen



5400 6030

Timo Chaise de douche-toilette mobile

- 2 accoudoirs indépendants rabattables
- 4 roues pivotantes à double frein.
- Assise percée rembourrée avec ouverture.
- Coulisse universelle pour seau de toilette ou bassin.
- Snaplock assise amovible.
- Assise 48 x 49 x 54 cm (l x p x h).
- Charge maximale 135 kg.



5400 6035

Timo Chaise de douche-toilette mobile + repose-pieds

- 2 accoudoirs indépendants rabattables.
- 4 roues pivotantes à double frein.
- Assise percée rembourrée avec ouverture.
- Coulisse universelle pour seau de toilette ou bassin.
- Repose-pieds démontables et pivotants.
- Snaplock assise amovible.
- Assise 48 x 49 x 54 cm (l x p x h).
- Charge maximale 135 kg.

Cleo Chaise de douche-toilette



Convient pour des personnes présentant un handicap léger à moyen



5400 6040

Cleo Chaise de douche manuelle

- 2 accoudoirs indépendants rabattables.
- Assise percée rembourrée.
- Repose-pieds démontables et pivotants.
- 2 roues synthétiques 24 inch avec pneus massifs.
- 2 roues pivotantes sans frein.
- Snaplock assise amovible.
- Assise 46 x 45 x 52 cm (l x p x h).
- Charge maximale 135 kg.



5400 6050

Cleo Chaise de douche-toilette manuelle

- 2 accoudoirs indépendants rabattables.
- Assise percée rembourrée avec ouverture.
- Coulisse universelle pour seau de toilette ou bassin.
- Repose-pieds démontables et pivotants.
- 2 roues synthétiques 24 inch avec pneus massifs.
- 2 roues pivotantes sans frein.
- Snaplock assise amovible.
- Assise 46 x 45 x 54 cm (l x p x h).
- Charge maximale 135 kg.

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.be

Lopital Belgique SPRL, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tél +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

