

Timo

Ergonomique, durable et élégant dans tous les environnements de soins

5400 6020 / 6021 / 6030 / 6035

Timo chaise de douche-toilette

La Timo chaise de douche-toilette de Lopital est une solution confortable et fiable pour les clients présentant un handicap léger à modéré. Grâce à son assise rembourrée, ses accoudoirs rabattables et son assise amovible à fixation par clips, le Timo offre un confort optimal et une grande facilité d'utilisation, tant pour le client que pour le personnel soignant. La chaise est dotée d'un revêtement antibactérien et se nettoie facilement, contribuant ainsi à un environnement de soins hygiénique. Disponible en plusieurs configurations, notamment en modèles mobiles et en versions avec repose-pieds, le Timo s'adapte avec souplesse à différentes situations de soins.

Design compact et maniable. Grâce à son châssis léger et compact, le Timo est facile à manipuler dans les espaces restreints, idéal pour les soins à domicile et les salles de bains exigües.

Utilisation ergonomique. Équipé d'une poignée ergonomique et de quatre roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.

Options

- 6840 5660 Accoudoir fermeture avant bleu complet
- 6840 5661 Accoudoir fermeture avant avec à double verrouillage bleu complet
- 6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique
- 6975 8044 Ceinture de sécurité 2-point boucle en plastique
- 6960 8026 Jeu de supports de jambes confortables, amovibles et réglables*
- 7500 5693 Augmenter la douille 30 mm*
- 7057 0508 Roue 125 Fixation de la direction*

*Timo 5400 6030 et 5400 6035 uniquement



Article n°	Description de l'article	Hauteur du siège	Profondeur du siège	Largeur du siège	Charge maximale en kg	Poids du produit en kg
5400 6020	Timo 6020 chaise de douche	50 cm	45 cm	46 cm	135 kg	10 kg
5400 6021	Timo 6021 chaise de douche-toilette	50 cm	45 cm	46 cm	135 kg	10 kg
5400 6030	Timo 6030 chaise de douche-toilette	54 cm	49 cm	48 cm	135 kg	15 kg
5400 6035	Timo 6035 chaise de douche-toilette	54 cm	49 cm	48 cm	135 kg	15.5 kg



Convient aux personnes à mobilité très légèrement réduite à légèrement réduite



Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr

5400 6035

Timo 6035 chaise de douche-toilette



Toutes les Timo sont équipées d'une assise amovible Snaplock.

Accoudoirs rabattables indépendamment

Rail universel pour bassin et/ou seau hygiénique

Assise ergonomique avec ouverture pour toilettes

Roue pivotante à roulement fluide pour un déplacement sûr et efficace de la chaise



5400 6020

Timo 6020 chaise de douche



5400 6021

Timo 6021 chaise de douche-toilette



5400 6030

Timo 6030 chaise de douche-toilette



LFT6020-2026-01 FR



Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.