

Tango XL

Plus d'espace, de confort et de stabilité pour des soins exigeants

5100 5750

Tango XL chaise de douche-toilette

La chaise de douche-toilette Tango XL est spécialement conçue pour les clients qui ont besoin de plus d'espace, de confort et de maintien lors des soins quotidiens. Grâce à sa construction renforcée et à ses dimensions d'assise généreuses, elle offre une solution sûre et confortable aux utilisateurs de poids plus élevé, tout en restant facile à manœuvrer pour le personnel soignant.

Conçu pour les environnements de soins professionnels, le Tango XL allie fonctionnalité et confort ergonomique. Les accoudoirs rabattables et les repose-pieds pivotants et rabattables facilitent les transferts, tandis que l'assise hygiénique amovible et les roues avec freins assurent une utilisation sûre et efficace lors de la douche et des passages aux toilettes.

Un choix fiable pour les établissements de soins qui souhaitent offrir des soins inclusifs, avec un maximum de confort, de durabilité et d'hygiène.

Design hautement stable. Le châssis robuste, le centre de gravité bas et les roulettes avec frein assurent une stabilité maximale lors des transferts et des soins.

Utilisation ergonomique. Équipé de poignées ergonomiques et de quatre roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.



 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr

Spécifications techniques

Charge max.	250 kg
Poids du produit	27 kg
Largeur du siège	55 cm
Profondeur du siège	49 cm
Hauteur d'assise	53 cm




Convient aux personnes à mobilité très légèrement réduite à légèrement réduite

Accoudoirs rabattables pour une meilleure accessibilité



Poignée ergonomique pour une utilisation fluide et légère



Assise ergonomique pour l'utilisation des toilettes

Confort d'assise ergonomique avec éléments d'assise amovibles à fixation par clips pour un nettoyage facile

Rails de guidage pour bassin ou seau hygiénique

Protection anti-choc pour éviter d'endommager le châssis

Repose-pieds réglables en hauteur, pivotants et rabattables pour des transferts fluides et sûrs

En option

6950 1104
Bassin avec couvercle en plastique.



Options :

- 6840 5500 Appui-tête réglable sans support
- 6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique
- 6975 8044 Ceinture de sécurité 2-point boucle en plastique pour chaise
- 6975 8045 Ceinture de sécurité 4 points pour chaise
- 6960 8026 Jeu de supports de jambes Confortables, amovibles et réglables

Spécifications techniques

Longueur totale du châssis de base	106 cm
Largeur totale du châssis de base	65 cm
Rayon de braquage	106 cm



Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.