


Des harnais pour tous les besoins

MODÈLES DE BASE POUR DES TRANSFERTS FACILES ET SÛRS




HARNAIS UNIVERSEL, MOD. 00/02

- Un bon modèle de base, convient à la plupart des usagers
- Soutient tout le dos
- L'utilisateur a les bras à l'intérieur
- Offre une position assise droite (00)
- Mod. 02 donne une hauteur de levage supplémentaire

TAILLES: S, MS, M, L, XL

MATÉRIAUX: Polyester, filet polyester, filet plastique,



HARNAIS ORIGINAL SOFT TAILLE HAUTE, MOD. 26

- Peut lever la plupart des usagers
- Le meilleur choix pour lever depuis l'horizontale
- Forme et confort optimisés
- Offre un soutien supplémentaire pour la tête
- Position assise renversée confortable

TAILLES: XS, S, MS, M, L, XL, XXL

MATÉRIAUX: Polyester, filet plastique,




HARNAIS ORIGINAL À DOS REHAUSSÉ, MOD. 20, 21, 25

- Peut lever la plupart des usagers
- Un bon choix pour lever depuis l'horizontale
- Soutient tout le dos et la tête
- Position assise renversée confortable
- Solo à dos rehaussé, mod. 25, est un harnais jetable destiné à une utilisation à durée limitée (ne pas laver!)

TAILLES: XS, S, MS, M, L, XL, XXL

MATÉRIAUX: Filet polyester, filet plastique, polyester, polyester tricoté Oursons, Matériau non-tissé




HARNAIS ORIGINAL, MOD. 10, 11

- Permet la participation de l'utilisateur
- Bien pour lever depuis une position assise/mi-assise
- Soutient le dos jusqu'à l'omoplate
- L'utilisateur a les bras à l'intérieur ou à l'extérieur
- Facile à appliquer

TAILLES: XS, S, MS, M, L, XL

MATÉRIAUX: Polyester, filet polyester, filet plastique, polyester tricoté Oursons

MODÈLES POUR LES BESOINS SPÉCIAUX




HARNAIS CONFORT PLUS, MOD. 300/310/350/360

- Bien pour l'utilisateur aux problèmes articulaires/jambes amputées
- Le harnais est laissé sous l'utilisateur
- Possibilité d'ouverture de l'angle de la hanche avec l'étrier 4-fixations
- Soutien encore plus confortable pour la tête (350, 360)

TAILLES: M, L, XL

MATÉRIAUX: Filet polyester, filet plastique




HARNAIS AMPUTATION, MOD. 70/75

- Pour l'utilisateur amputé d'une ou des deux cuisses
- Bien pour les usagers qui ont tendance à « glisser » hors des harnais
- Soutient tout le dos et la tête (75)
- Position assise légèrement renversée

TAILLES: S, M, L, XL

MATÉRIAUX: Polyester, filet polyester




HARNAIS COQUILLE, MOD. 22

- Harnais pratique en filet pour transférer vers les corsets et les sièges coquilles. Bien pour l'utilisateur fortement handicapé
- Peut être laissé dans le siège après le transfert
- Soutient tout le dos et la tête
- L'utilisateur a les bras à l'intérieur ou à l'extérieur

TAILLES: XS, S, M, L

MATÉRIAUX: Filet polyester




ULTRA SLING, MOD. 06

- Conçu pour les usagers très lourds
- Donne un espace supplémentaire pour le ventre
- Peut s'utiliser aux toilettes
- Charge maximale 500 kg

TAILLES: Short, Regular, Long

MATÉRIAUX: Polyester (filet polyester)

SE TENIR DEBOUT/MARCHER/RÉÉDUCATION




HARNAIS-VESTE, MOD. 60

- Pour l'utilisateur qui peut s'appuyer sur ses jambes
- Sûr et sans danger pour la verticalisation, l'entraînement à se tenir debout, à la marche, et les exercices d'équilibre
- Mouvement de verticalisation naturel
- Bien pour les toilettes, le bas du corps est dégagé
- Se complète avantageusement avec l'Entrejambe

TAILLES: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

MATÉRIAUX: Polyester, filet plastique, polyester tricoté Oursons




HARNAIS-VESTE, MOD. 64

- Même usage que le mod. 60
- Avec fermeture ventrale
- Possibilité d'ajustement à l'avant pour le buste et le ventre
- Pour les usagers indépendants
- Se complète avantageusement avec l'Entrejambe

TAILLES: XS, S, M, L, XL

MATÉRIAUX: Polyester, filet plastique, polyester tricoté Oursons




CULOTTE DE LEVAGE, MOD. 92/920*

- Pour l'utilisateur qui peut s'appuyer sur ses jambes
- Sûr et sans danger pour la verticalisation, l'entraînement à se tenir debout, à la marche, et les exercices d'équilibre
- Mouvement de verticalisation naturel
- La Culotte de Levage Ultra, Mod. 920 est conçue pour la rééducation des usagers très lourds

TAILLES: XS, S, M, L, XL, *XXL, *XXXL

MATÉRIAUX: Filet polyester, polyester tricoté Oursons




HARNAIS CORSET, MOD. 67

- Relève l'utilisateur avec un corset
- Moyen d'aide appréciable pour la rééducation des enfants et des jeunes
- Un entrejambe est compris
- N'exerce pas de pression sur le corset

TAILLES: XS, S, M, L

MATÉRIAUX: Polyester, polyester tricoté Oursons

TOILETTE/HYGIÈNE




HARNAIS CULOTTE, MOD. 40/41

- Pour l'utilisateur ayant une bonne stabilité corporelle
- Facile à positionner
- Permet l'habillage et le déshabillage pendant le transfert vers les toilettes
- L'utilisateur a les bras à l'extérieur
- Le mod. 41 est équipé d'une ceinture, pour une sécurité et une confiance accrues

TAILLES: XS, S, M, L, XL

MATÉRIAUX: Polyester, polyester tricoté Oursons




HARNAIS CULOTTE, MOD. 45/46

- Équipé de la Ceinture de Sécurité, convient aux usagers à la stabilité corporelle réduite
- Permet l'habillage et le déshabillage pendant le transfert vers les toilettes
- Peut s'utiliser avec l'un des bras de l'utilisateur à l'intérieur
- Le mod. 46 est équipé d'un soutien de dos qui offre plus de soutien, de sécurité et de confort

TAILLES: XS, S, M, L, XL

MATÉRIAUX: Polyester, polyester tricoté Oursons




HARNAIS HYGIÈNE, MOD. 50

- Convient à l'utilisateur au tonus musculaire faible et à la spasticité importante
- Permet l'habillage et le déshabillage pendant le transfert vers les toilettes
- Soutient et soulève autour du tronc
- Sécurité importante pour le transfert vers les toilettes
- Position assise droite

TAILLES: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

MATÉRIAUX: Polyester, polyester tricoté Oursons



HARNAIS HYGIÈNE, MOD. 55

- Particulièrement adapté à l'utilisateur atteint de spasticité
- Permet l'habillage et le déshabillage pendant le transfert vers les toilettes
- Soutient tout le dos et la tête
- Sécurité importante pour le transfert vers les toilettes
- Soutient et soulève autour du tronc

TAILLES: XXS, XS, S, M, L

MATÉRIAUX: Polyester, polyester tricoté Oursons