

6200 4015

Amfora

Convient aux personnes souffrant d'un handicap modéré à très grave



6200 4015

Chariot de douche Amfora à réglage hydraulique de la hauteur
Avec bac de récupération

Spécifications techniques

| Article n° | Art. description | Longueur extérieure | Largeur extérieure | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Réglage de la hauteur du plan de couchage | Charge max. en kilos | Poids du produit en kilos |
|------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|----------------------|---------------------------|
| 6200 4015 | Amfora chariot de douche hydraulique Amfora 190 avec bac de récupération | 190 | 82 | 180 | 70 | 50 - 100 | 150 | 63 |

Dans ce tableau, toutes les mesures sont en centimètres.