

Sirocco

Douche fluide, sûre et fiable

6100 2500 / 6100 2505

Sirocco Basic brancard de douche

Le Sirocco Basic 6100 2500 associe une conception simple et réglable en hauteur à une utilisation intuitive, ce qui en fait une solution idéale pour les soins quotidiens. Grâce à son système de levage électrique et à sa commande manuelle intuitive, le personnel soignant peut régler la civière à une hauteur de travail optimale, réduisant ainsi les contraintes physiques tout en assurant au client une toilette plus confortable.


Pour les établissements à la recherche d'une solution plus simple, le Sirocco Basic 6100 2505 est proposé en version à hauteur fixe, tout en offrant la même robustesse et le même confort au client. Ce modèle est particulièrement adapté lorsque le réglage en hauteur est moins essentiel, mais que la fiabilité et la facilité d'utilisation restent prioritaires. Les deux versions du Sirocco Basic sont fabriquées avec les mêmes matériaux de haute qualité et équipées d'un matelas souple et confortable, garantissant sécurité et confort lors des soins quotidiens.

Rabattable & Fonctionnel. Conçu pour libérer un espace précieux au sol, le Sirocco se replie facilement tout en conservant une stabilité et des performances optimales.

Utilisation ergonomique. Le réglage en hauteur et le positionnement fluide réduisent les contraintes physiques, pour des soins confortables et efficaces, quelle que soit la hauteur de travail.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.




6100 2500

🌐 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr

Spécifications techniques

Commande de montée / descente	Électrique (uniquement 6100 2500)
Commande manuelle	Commande manuelle à 4 boutons avec crochet de suspension, IPX6
Boîtier de commande	24VDC, max. 250 W, IPX6
Boîtier de batterie	24V, 2.9 Ah, IPX6
Chargeur	100-240V AC, 50-60 Hz, max 1A, Chargeur mural




Convient aux personnes à mobilité
fortement réduite à très réduite

6100 2505

Sirocco Basic hauteur fixe brancard de douche



Avec réglage de la longueur intégré.




70205004
Commande manuelle avec indicateur de batterie



70205003
Boîtier de batterie

En option

70200034 Oreiller
(un oreiller est inclus avec les modèles Basic).



Article n°	Description de l'article	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Montée / descente	Charge maximale	Poids du produit
6100 2500	Sirocco Basic brancard de douche	186 206	93	170 – 190	70 – 93	45 – 95	227 kg	75 kg
6100 2505	Sirocco Basic hauteur fixe brancard de douche	186 206	93	170 – 190	70 – 93	–	150 kg	71 kg
6100 2510	Sirocco Deluxe brancard de douche	186 206	93	170 – 190	70 – 93	45 – 95	227 kg	75 kg
6720 0005	Matelas Basic 186 cm	–	–	170	70	–	–	–
6720 0010	Matelas Basic 206 cm	–	–	190	70	–	–	–
6720 0015	Matelas Deluxe 186 cm	–	–	170	70	–	–	–
6720 0020	Matelas Deluxe 206 cm	–	–	190	70	–	–	–

*Toutes les dimensions indiquées dans ce tableau sont en centimètres.

6100 2510

Sirocco Deluxe brancard de douche

Le Sirocco Deluxe reprend les avantages des modèles Sirocco Basic en y ajoutant des fonctionnalités pour une plus grande flexibilité. Le réglage électrique continu du dossier permet de positionner le client plus confortablement, favorisant à la fois son bien-être et l'efficacité des soins. Cette fonction est particulièrement appréciable lors des soins d'hygiène prolongés, où la possibilité de varier les positions améliore le confort et réduit les contraintes physiques pour le personnel soignant.


Grâce à sa maniabilité précise et à son fonctionnement fluide, le Sirocco Deluxe est conçu pour les environnements de soins où l'adaptabilité et le confort du client sont essentiels. Il associe fiabilité et fonctionnalités pratiques pour permettre au personnel soignant de prodiguer au quotidien des soins d'hygiène sûrs, respectueux et efficaces.



Position repliée



Démontage du plateau de couchage et du matelas



 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr

Spécifications techniques

Commande de montée / descente	Électrique
Commande manuelle	Commande manuelle à 4 boutons avec crochet de suspension, IPX6
Boîtier de commande	24VDC, max. 250 W, IPX6
Boîtier de batterie	24V, 2,9 Ah, IPX6
Chargeur	100-240V AC, 50-60 Hz, max 1A, Chargeur mural
Réglage du dossier	Jusqu'à 25°



Convient aux personnes à mobilité
fortement réduite à très réduite

Ignifuge (norme M2).

Conforme aux exigences de sécurité incendie M2 pour une protection accrue dans les environnements de soins professionnels.

Antibactérien.

Le matelas possède des propriétés antibactériennes grâce à l'ajout d'ions d'argent.

Matelas Soft Touch.

Extra confortable, doux au toucher et doté d'un revêtement antidérapant pour une sécurité accrue.

Haute résistance aux rayures.

La surface résistante à l'usure conserve durablement un aspect propre et professionnel.

Conforme à REACH et sans cadmium.








Fabriqué conformément aux exigences REACH et sans cadmium, pour une utilisation plus sûre et respectueuse de l'environnement.

Matelas sûr et respectueux de la peau.

Sans substances nocives telles que les phtalates, il convient aux peaux sensibles et à une utilisation quotidienne en toute sécurité.

Matelas multicouche durable.

Composé de quatre couches de PVC pour un confort accru, un soutien durable et une excellente résistance à l'eau et à l'usure.

**6100 2500****6100 2510****6100 2505**

Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk

Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

