



If caregivers have a choice, they choose Lopital



**Le spécialiste
de l'hygiène et
du transfert.**





**Plus de 45 ans
entièrement axée sur
la qualité des soins.**

À propos de Lopital

Cela fait plus de 40 ans déjà que Lopital développe, fabrique et met en œuvre des solutions d'hygiène et de transfert. Forts de notre passion pour le métier, nous trouvons depuis plus de quatre décennies déjà toujours les solutions idéales qui soutiennent les capacités et possibilités de nos utilisateurs. C'est ainsi que nous visons un environnement de soins optimal. Naturellement, nous continuons sans cesse à innover nos produits et services pour vous permettre de toujours prodiguer les meilleurs soins.

Chaque besoin en soins demande un soutien spécifique et chaque pièce des outils spécifiques. En tant que fournisseur global, nous pouvons vous y aider de manière optimale. Grâce à nos années d'expérience et de connaissance du métier, Lopital est le partenaire de référence dans les soins de santé et outre des produits de qualité supérieure, nous pouvons vous donner les bons conseils. Ainsi, vous pouvez concentrer toute votre attention sur ce qui prime vraiment : La qualité des soins. Et cela rassure !

Avec Lopital comme partenaire, découvrez les 'sept pensées rassurantes'.

1. Le grand spécialiste de l'hygiène et du transfert des Pays-Bas et de Belgique.

Lopital optimise le bien-être et les possibilités du demandeur de soins et du soignant.

2. Rien que les meilleurs produits.

Lopital privilégie toujours la qualité et la sécurité.

3. Des conseils et instructions

personnels pour tous les utilisateurs.

Nous accordons toujours de l'attention à vos collaborateurs, exigences et à vos possibilités. Ainsi, nous rendons la vie des patients plus confortable et celle des soignants plus saine.

4. C'est avantageux pour vous.

En choisissant la solution appropriée et des produits de qualité supérieure sur la base de nos conseils avisés, vous réduisez vos coûts, même à long terme.

5. Innovation et développement continus.

Nous développons et perfectionnons sans cesse nos produits, tant sur la base d'innovations techniques que sur de nouvelles idées pratiques de nos utilisateurs.

6. Vous avez besoin de nous ? Nous sommes à votre service ! Même pour l'entretien et la réparation de pannes.

7. Nos services sont sans limites.

Nous sommes une entreprise internationale avec des utilisateurs mondiaux satisfaits de nos outils, qui offrent une solution dans chaque situation.

Vous êtes curieux d'en savoir plus sur notre approche et nos produits ? Vous trouverez plus d'informations dans ce catalogue.

Vous voulez plus d'informations ou directement un entretien personnel ?

Dans ce cas, rendez-vous sur www.lopital.nl / www.lopital.be ou contactez-nous au +31 (0)13 5239300 / +32 (0)3/870.51.60.

Tous les outils fabriqués par Lopital répondent aux normes en vigueur ci-dessous.

MDD 93/42 CEE

NEN-EN-ISO 14971, NEN-EN 12183, ISO 17966

NEN-EN 12182, ISO 60601, EN ISO 60601-1-2

EN ISO 60601-1-6, EN ISO 62366

CAN/CSA 60601

ANSI/AAMI ES 60601-1



**Déplacement
et levage simples
et sûrs.**

Levage sûr / lève-personnes mobiles

Un déplacement et un soulèvement simple et sûr améliorent le confort des personnes souffrant d'un handicap et celui du soignant. Nous proposons un large assortiment de lève-personnes mobiles actifs et passifs. En optant pour une combinaison du lève-personnes et des sangles appropriés, un handicap physique n'est pas synonyme de handicap social.

Rien que les meilleurs produits.

L'opital privilégie toujours la qualité et la sécurité.

L'utilisation des outils et du matériel appropriés contribue aussi à la qualité des soins. Car le sentiment rassurant et confortable offert par l'utilisation d'outils appropriés a une grande influence sur le sentiment de

sécurité et de bien-être du patient. Naturellement, les actes pour le soignant doivent être sûrs, responsables et confortables. C'est ainsi qu'il est possible d'éviter, par exemple, lombalgies et douleurs aux épaules. De plus, le choix de l'outil de transfert approprié est également déterminé par les possibilités du patient.

Pour plus
d'informations,
visitez notre
site internet
www.lopital.nl /
www.lopital.be



Viking M et L

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Hauteur max. de levage	Hauteur min. de levage	Intervalle hauteur	Hauteur max.	Longueur pied	Écartement parallèle des pieds	Largeur pied	Poids batteries incluses
2102040004	Viking L	aluminium	250	179	45	134	200	135	69 - 111	14 - 11,5	40
2102040035	Viking M	aluminium	205	179	46	125	198	133	70 - 107	11	38

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Transferts du lit à la chaise roulante / douche-chaise de toilettes ou brancard.




Rééducation active.



Viking M avec une hauteur de levage minimale de 46 cm pour levage depuis le sol.



Facile à utiliser avec chaise roulante, chaise de douche et de WC ou brancard grâce à un piètement.



Chaque Viking est pourvu d'une commande manuelle et d'une commande sur l'appareil.



Un bon à tout.

- Très facile à utiliser.
- Facile à manoeuvrer.
- Le métal vert, l'aluminium.
- Batterie amovible.

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave

Viking XL

Flexlink pour un meilleur positionnement

L'étrier Universal TwinBar™ 670- offre plus d'espace pour les clients obèses

Protection de la tige de levage du tube externe

Deux options de commande

Carte d'instructions

Batterie avec chargeur incorporé et indicateur de charge

Bouton d'arrêt d'urgence facile à utiliser

Grandes roues souples



- Très facile à utiliser.
- L'étrier large standard.
- Le métal vert, l'aluminium.
- Grandes roues standard.

Souple et levage facile jusqu'à 300 kg.



Témoin de batterie avec boîtier de commande intelligent.



L'étrier Universal TwinBar™ 670.



Rééducation active.

Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Hauteur max. de levage	Hauteur min. de levage	Intervalle hauteur	Hauteur max.	Longueur pied	Écartement parallèle des pieds	Largeur pied	Poids batteries incluses
2102040003	Viking XL	aluminium	300	191	49	133	208	135	82 - 113	14 - 11,5	41

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

2102000010 Liko Golvo

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



La sangle flexible et le mouvement de levage vertical améliorent la fonctionnalité

Le Universal SlingBar est fabriqué en aluminium, donc léger, il est sûr et facile à utiliser.

Standard avec accoudoirs Pour la formation à la marche

Deux options de commande

Carte d'instructions

Batterie avec chargeur incorporé et indicateur de charge
Accoudoirs standard

Arrêt d'urgence facile à utiliser

Écartement parallèle des pieds

Version avec grandes roues / également possible avec de petites roues



Levage à l'horizontale possible.



Commande manuelle.



Accu indicatif avec intelligente contrôle box.



Piètement parallèle de minimum 73,5 cm à maximum 102 cm.*

- Aluminium durable.
- Polyvalence.
- Levage flexible.

Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Hauteur max. de levage	Hauteur min. de levage	Intervalle hauteur	Hauteur max.	Longueur pied	Écartement parallèle des pieds	Largeur pied	Poids batteries incluses
2102000015	Golvo*	aluminium	200	186	40	137	202	112	73,5 - 102	10,5	44
2102000019	Golvo Lowbase	aluminium	200	186	40	137	202	112	74,5 - 103	6 - 10,5	44

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



La solution idéale pour toutes les situations de levage et de transfert.



Ajustement du piètement stable et parallèle.



Standard avec accoudoirs.



Avec une hauteur de levage minimale de 40 cm pour levage depuis le sol.



Transferts du lit à la chaise roulante / Douche-chaise de toilettes ou brancard.



Golvo Lowbase.

2102020003

Sabina II EE

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen



Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Hauteur max. de levage	Hauteur min. de levage	Intervalle hauteur	Hauteur max.	Longueur pied	Écartement des pieds	Largeur pied	Poids batteries incluses
2102020003	Sabina II EE	acier	200	172	97	100	170	106	53 - 90	11	44

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Pour clients participant activement à la verticalisation.

- Sabina est un lève-personne actif.
- Disponible avec étrier standard et confort.
- Le repose-pieds est doté d'un revêtement anti-dérapant pour plus de sécurité.



Appuie-jambes ajustable.



Toujours la sangle adéquate.



En option : soutien de talon.



Réactivation active.



Pour soutien aux toilettes.



Sabina soutien lors de la verticalisation.



Pour mobilisation pendant hospitalisation.



**Découvrez la facilité
de nos lève-personnes
plafonniers.**

Levage sûr / lève-personnes plafonniers

Lorsque l'espace est limité, les systèmes plafonniers peuvent être la solution. Certaines personnes à mobilité réduite exécutent le processus de levage de façon indépendante, ce qui augmente l'autonomie et le confort. En plus, la qualité de vie s'en voit ainsi améliorée et le travail de l'aidant est physiquement moins lourd.

Un lève-personnes plafonnier s'adapte facilement dans un espace confiné parce qu'il n'utilise aucune surface au sol, il n'est pas encombrant et élimine donc les problèmes de stockage et de passage sous le lit ou le bain. Tout l'espace peut être utilisé à l'aide d'un lève-personnes plafonnier. C'est ainsi que nous créons avec les accessoires adéquats une vie sans limites pour vos clients.

C'est avantageux pour vous.

En choisissant la solution appropriée et des produits de qualité supérieure sur la base de nos conseils avisés, vous réduisez vos coûts, même à long terme.

Outre un conseil avisé et des produits de qualité, le bon entretien est essentiel pour la durée de vie de vos outils. Pour cela aussi, nous sommes à votre service. Et grâce à notre large assortiment de sangles et d'étriers, nos lève-personnes plafonniers sont très polyvalents.



Pour plus d'informations, visitez
notre site internet www.lophital.nl /
www.lophital.be

2103121001 Likorall 200

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Intervalle levage	Longueur câble	Vitesse	Poids batteries incluses
2103121001	Likorall 200	aluminium / synthétique	200	200	87	50 mm / s	12,5

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Indicateur de charge de la batterie et arrêt d'urgence.



Montage et démontage rapides.



Commande manuelle ergonomique avec indicateur de charge de la batterie.



- Tambour de sécurité SFS breveté.
- Crée une sécurité supplémentaire et garantit un abaissement régulier et maîtrisé.
- Abaissement d'urgence électrique avec batterie de secours.
- Arrêt d'urgence répondant aux exigences requises conformément à EN ISO 10535 et CEI 60601-1.

Fonctions multiples et complet.

Likorall 242 / 243 / 250



Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Intervalle levage	Longueur câble	Vitesse	Poids batteries incluses
2103122010/ 2103122012	Likorall 242 S	aluminium / synthétique	200	200	74	50 mm / s	13
2103122006- 2103122008	Likorall 242 ES	aluminium / synthétique	200	200	74	50 mm / s	13
2103123002	Likorall 243 ES blanc 230 kg	aluminium / synthétique	230	200	74	50 mm / s	12,6
2103122501/ 2103122502	Likorall 250 ES	aluminium / synthétique	250	200	74	50 mm / s	12,6
2103124050	Likorall 250 S IRC	aluminium / synthétique	250	200	74	50 mm / s	12,6

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Affiche une capacité de levage de 200 à 250 kg.



Entraînement à la marche.



Transfert assis.



Levage horizontal.

2103130001

Multirall 200

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Plus polyvalent que les autres systèmes plafonniers.



Facile à déplacer au moyen du chariot-trolley.



Pourvu d'un dispositif d'abaissement d'urgence.

Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Intervalle levage	Longueur câble	Vitesse	Poids batteries incluses
2103130001	Multirall 200	aluminium / synthétique	200	170	74	60 mm / s	8,7

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

LikoGuard

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Plus sûr, plus complet,
le LikoGuard.



LCD-commande manuelle avec interface utilisateur.



Pourvu d'un dispositif d'abaissement d'urgence et d'un d'arrêt d'urgence.



Étrier plus sécurisé.

Détails techniques

Article n°	Description	Matériau	Capacité de levage kg	Intervalle levage	Longueur câble	Vitesse	Poids batteries incluses
21023301030	LikoGuard L	aluminium / synthétique	272	230	74	40 - 6 cm / s	14
21023301040	LikoGuard XL	aluminium / synthétique	363	230	74	40 - 6 cm / s	14

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Freespan

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Freespan avec étrier à huit bras.



Montage simple.

- Le Freespan Liko est un système plafonnier mobile.
- Le Freespan se compose de rails, d'un moteur, d'un étrier avec sangles, d'un chargeur de batterie et d'une commande manuelle.
- La longueur des rails est de 2 à 5 mètres.

La charge maximum de levage est de 200 kg / 400 kg.

Le Freespan se monte sans outils.

Ce système unique n'est pas fixé au plafond ou aux murs.



Ultra Twin Freespan



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



- Lève-personnes plafonnier indépendant avec double brancard.
- Deux moteurs de levage Likorall 242 ES R2R au fonctionnement simultané.
- Disponible en 2 modèles : pour levage avec sangles ou pour levage horizontal.
- Peut également être livré comme système Traverse.

Convient aux clients obèses jusqu'à 400 kg.



Chargeur et fixation pour étrier.



Réglage de la hauteur Freespan.



Capacité : 400 kg.


Systèmes de rails en combinaison avec nos moteurs



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



R2R en combinaison avec le système de traverses.



Système monorail avec plaque tournante résistant au feu pour le transfert d'une pièce à l'autre.



Monorail en combinaison avec le système de traverses.



Scan CT en combinaison avec le monorail.



Multirail moteur levage horizontal et monorail aux soins intensifs.



Chambre d'hôpital collective avec système de traverses et de rideaux.



Monorail, plaque tournante, système de traverses.



Monorail, plaque tournante, avec courbe.



Piscine avec système de traverses.

Nous développons des systèmes de rails sur mesure



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave




Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.lopital.nl / www.lopital.be

Solutions techniques pour systèmes de rails

Nous disposons d'un large éventail de solutions techniques pour vos systèmes plafonniers, de sorte qu'il est possible de raccorder des systèmes de rails afin que plusieurs espaces puissent être reliés en toute sécurité. Nous disposons de solutions techniques sûres les plus variées pour la fixation des systèmes de rails au plafond ou au mur.



Système de traverses à raccordement électrique.



Système de traverses avec chariot surélevé.



Système de traverses avec fixation au plafond.




Intégration totale du rail au moyen d'un profil synthétique.



Système de traverses avec Ultra Twist.



Courbes de 90° et de 45°.




Système R2R.



Système de traverses avec fixation au plafond.



La recharge s'effectue au moyen de la Multi-Station.



Intégration totale du rail au moyen d'un profil synthétique.



Possibilités variées pour fixation au mur et au plafond.










**Étriers et sangles
forment une unité
fonctionnelle et sûre.**

Sangles

Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave



Nos sangles sont connues pour leur excellente qualité. Depuis plus de trente ans, Liko développe en collaboration avec les utilisateurs et les clients des sangles fonctionnelles, faciles à l'emploi, avec toujours pour objectif sécurité, fonctionnalité et confort. Pour Lopital **"une sangle adaptée constitue la moitié du levage."**



Pour plus d'informations, visitez notre site Internet www.lopital.nl / www.lopital.be

Étriers & accessoires



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave

Une sangle fonctionne le mieux avec un étrier soigneusement sélectionné.
La sangle et l'étrier forment une unité fonctionnelle et sûre.



3156074
**Étrier universel 350
avec fixation rapide**
Max. 300 kg



3156086
**Étrier universel 600
avec fixation rapide**
Max. 300 kg



3156095
Étrier universel 450 R2R
Max. 300 kg



3156094
Étrier universel 350 R2R
Max. 300 kg



3156087
**Étrier universel 670 Twin
avec fixation rapide**
Max. 300 kg



3156022
**Étrier croisé 450
avec fixation rapide**
Max. 300 kg

Une sangle fonctionne le mieux avec un étrier soigneusement sélectionné.

Étriers & accessoires



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave

Liko a réussi à créer des solutions justes en toutes circonstances en développant des accessoires intelligents et bien pensés. Le levage horizontal, la pesée et l'usage des systèmes de rangement sont, entre autres, quelques-unes de ces solutions.



Une conception bien pensée des accessoires de levage pour une solution complète.



3156051
LikoStretch 1900™

Max. 250 kg



3156056
OctoStretch™

Max. 200 kg



3607001
SlingBar Cover™



3156228
LikoScale 350™

Max 350 kg



3126075
Parking Panel 600™
Pour le rangement de l'étrier et du chargeur.

Transformer l'expérience de douche pour mieux protéger le personnel soignant

Les produits Lopital sont conçus pour offrir une expérience de douche optimale et réduire les blessures pour le personnel soignant.

La gamme complète de solutions de douche Lopital vous aide à améliorer les résultats.

Il est possible de réduire ou d'éliminer les problèmes d'infection croisée en utilisant un équipement spécifiquement conçu pour faciliter la tâche du personnel soignant, tout en permettant de doucher le patient correctement. Afin de réduire le risque d'infection croisée, il est aussi très important d'utiliser un équipement qui puisse facilement être désinfecté après la douche ou d'autres tâches d'hygiène. Les produits Lopital sont conçus pour répondre à ces exigences.

Le patient bénéficie d'un confort assuré tout en gardant sa dignité et le soignant bénéficie de la sécurité et de l'ergonomie améliorées des produits Lopital. Cette combinaison de caractéristiques produit une qualité de soins supérieure et une expérience optimale de douche et d'hygiène pour les patients.

Réduire la contamination croisée

Qualité de vie

Résultats cliniques positifs

Sécurité et ergonomie



Toute personne travaillant dans le centre de soins œuvre pour obtenir des résultats positifs pour les clients ou patients. Lorsque tous les facteurs susmentionnés sont combinés avec les bons outils, Lopital vous permet d'améliorer les résultats et d'accroître la qualité des soins.

L'équipement de douche et d'hygiène doit réduire les absences pour cause de blessure et le coût des soins de votre centre. Les produits Lopital s'intègrent dans votre programme de traitement sécurisé des patients grâce à la conception ergonomique de nos produits.

Des produits d'hygiène bien conçus qui permettent une douche sûre et confortable.



La force
de Lopital.



Vous avez besoin de nous ? Nous sommes à votre service !

Maintenance & entretien

Vous avez besoin d'aide suite à un incident? Nous sommes à votre disposition! Un défaut ou une panne tombe toujours au mauvais moment. Vous ne disposez pas de votre outil, ce qui réduit la qualité des soins et la liberté de mouvement de vos patients. Afin de vous aider au plus vite, nous avons élaboré des fiches simples de signalement d'incident.

Vous pouvez remplir une fiche signalétique pour la plupart des produits.

Nous sommes là pour vous. Toujours le plus vite possible. Et lorsque vous souscrivez un contrat d'entretien, nos techniciens effectuent des contrôles poussés. Cela permet d'éviter une grande partie des pannes et de garantir un fonctionnement sûr. Ainsi, vos produits restent en bon état et fonctionnent de manière optimale. Un bon entretien prolonge la durée de vie de vos produits. Par conséquent, c'est un investissement vite amorti.

Même pour l'entretien et la réparation de pannes.

Un contrat d'entretien permet la prise en charge de la maintenance des dispositifs médicaux :

1. Sécurité et confort pour vos clients et votre personnel
2. Continuité, car moins d'incidents
3. Durée de vie plus longue
4. Entretien et inspection périodiques conformément à la norme NEN-EN actuelle.

Inspection et contrôle

Avec un contrat d'entretien de Lopital vous êtes assuré d'une inspection périodique et de nos services de maintenance qualifiés conformément à la norme NEN (exigences nationales de sécurité dans le secteur de la basse tension où une inspection annuelle est requise). En cas d'usage intensif, l'inspection doit même avoir lieu plus souvent. Il va de soi que cette inspection est incluse dans le contrat d'entretien. Selon la norme NEN 7506, les lève-personnes doivent également être contrôlés au moins 1 fois par an par un technicien qualifié. Nos techniciens suivent un protocole d'inspection dont les directives sont les plus sévères. Si cela s'avère possible, l'entretien des produits non concernés par cette norme sera effectué de manière identique.

Un contrat d'entretien de Lopital comprend :

- Inspection périodique.
- Service de maintenance qualifié.
- Pas de frais de déplacement et de main d'œuvre en cas d'inspection et de maintenance.
- Réparation avec réduction sur les pièces de rechange.
- En cas de panne, réparation avec réduction sur les pièces de rechange.

CARNET DE BORD NUMÉRIQUE

Les centres de soins veulent gérer efficacement leurs dispositifs et en maîtriser les coûts. C'est la raison pour laquelle Lopital, suite à des années d'expérience, a élaboré en collaboration avec nos utilisateurs, un carnet de bord numérique où toutes les informations des dispositifs sont répertoriées. Ainsi vous aurez un aperçu structuré et clair de l'état technique et de la durée de vie escomptée de vos dispositifs, de sorte que vous répondiez aux exigences des normes légales en vigueur dans le secteur des soins et selon les directives NEN 7506.

Le carnet de bord numérique contient toutes les informations générales liées au dispositif telles que le service où il se trouve, le numéro de série, le type, la marque et l'année de fabrication. Il vous donne aussi un aperçu des entretiens effectués, des inspections, des incidents, des réparations, des pièces de rechange et le nom du technicien. Le grand avantage est que vous aurez un aperçu complet du dispositif et de distinguer rapidement, au premier coup d'œil, son cycle de vie.

Par la suite, nous pourrons en maîtriser les coûts. La disponibilité de vos disposi-

tifs sera par conséquent toujours optimale et cela permettra une gestion adéquate de votre temps et de vos dispositifs.

Nous mettons l'accent sur vos dispositifs. Au moyen du carnet de bord nous étendons nos services. De cette manière la qualité et la sécurité de vos soins de santé seront encore mieux assurées.

Voulez-vous en savoir plus ou avoir une démonstration conviviale? N'hésitez pas à contacter notre représentant commercial par mail et à prendre rendez-vous.



**Améliorer la qualité
des soins
et du travail.**



Creating balance in healthcare



Pour plus d'informations, visitez notre site Internet: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

