

Flexo

Un confort familial, conçu pour les soins du quotidien

5100 5199

Flexo chaise de douche-toilette

Le Flexo est une chaise de douche-toilette compacte et polyvalente qui se distingue par son ergonomie, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation. Grâce à sa conception intelligente et ouverte, le Flexo offre au client comme à l'aidant un confort optimal lors des soins et de l'hygiène au quotidien.

La chaise est réglable en hauteur, ce qui permet au professionnel de santé d'adopter une posture de travail ergonomique et de réduire les contraintes physiques. Les accoudoirs et les repose-pieds rabattables facilitent les transferts et les rendent plus sûrs, tandis que les poignées et les roulettes maniables assurent des déplacements fluides, même dans les espaces restreints.

Fabriqué à partir de matériaux durables et résistants à la corrosion, avec des surfaces lisses et hygiéniques, le Flexo est facile à nettoyer et résiste à une utilisation quotidienne intensive. Son design moderne et fonctionnel s'intègre dans tout environnement de soins professionnel.

Fiable, élégant et bien pensé, le Flexo est conçu pour répondre aux exigences des soins d'aujourd'hui et de demain.

Réglage hydraulique de la hauteur et de l'inclinaison.

Le réglage hydraulique fluide de la hauteur et l'inclinaison de 0° à 20° permettent des positions de travail ergonomiques ainsi qu'un positionnement sûr et confortable de l'utilisateur.

Transferts faciles et sécurisés. Les accoudoirs relevables et verrouillables ainsi que les repose-pieds escamotables avec appui pour les mollets facilitent les transferts tout en assurant la stabilité.

Utilisation ergonomique. Équipé de poignées ergonomiques et de quatre roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.



Spécifications techniques

Charge max.	150 kg
Poids du produit	38 kg
Largeur du siège	47 cm
Profondeur du siège	44 cm
Hauteur du siège (réglable)	50 à 105 cm

🌐 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr



Convient aux personnes à
mobilité légèrement réduite
à modérément réduite

Poignée ergonomique pour une utilisation fluide et légère

Accoudoirs avec fermeture à l'avant pour plus de sécurité

Réglage en hauteur par pédale.

Rails de guidage pour bassin ou seau hygiénique

Confort d'assise ergonomique

Châssis robuste et stable pour une sécurité et un soutien maximaux

Repose-pieds complet

Pare-chocs pour éviter d'endommager le châssis

En option

6960 8026
Jeu de supports de
jambes confortables.



6840 5661
Accoudoir de châssis
avec verrouillage frontal.



6840 5500
Appui-tête réglable.



- Options
- 7056 5001 Accoudoir droit
 - 6840 5661 Accoudoir de châssis avec verrouillage frontal
 - 6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique
 - 6975 8044 Ceinture de sécurité 2-point boucle en plastique pour chaise
 - 6975 8045 Ceinture de sécurité 4 points pour chaise
 - 6950 5624 Dossier Platilon
 - 6950 5625 Siège Platilon Modèle en U
 - 6960 8026 Jeu de supports de jambes confortables, amovibles et réglables
 - 7500 5693 Augmenter la douille 30 mm
 - 7057 0508 Roue 125 Fixation de la direction

Spécifications techniques

Longueur totale du châssis de base	104 cm
Largeur totale du châssis de base	73 cm
Rayon de braquage	118 cm
Réglage de l'inclinaison	0 à 20 degrés

LFT5199-2026-01 FR



Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.